

Kahvisäiliön puhdistustabletti Metos Urnex Tabz Z61

Helppo ja yksinkertainen tapa puhdistaa kahvikannut, filtterikorit ja termokset kahvirasvasta. Tabz on muotoiltu sinisellä väriaineella turvallisen käytön varmistamiseksi. Tämä tuote ei sisällä fosfaatteja. Jokaisen tabletin halkaisija on 20 mm ja paino 4 grammaa.

Kuinka puhdistaa termos, lasikannu tai kahvisäiliö:

- aseta tabletti tyhjiin suodatinkoriin
- keitä vesi kannuun tai säiliöön
- tyhjennä astia vedestä, joka sisältää puhdistusliuosta
- keitä vielä kaksi kertaa puhtaalla vedellä, ei puhdistusainetta



Kahvisäiliön puhdistustabletti Metos Urnex Tabz Z61

Tuotteen kapasiteetti	120 tablettia
Tuotteen leveys mm	Ø65
Tuotteen korkeus mm	200
Pakkauksen tilavuus	0,001
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,001 m3
Pakkauksen leveys	7
Pakkauksen syvyys	7
Pakkauksen korkeus	20
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	7x7x20 cm
Nettopaino	0,48
Nettopaino	0,48 kg
Bruttopaino	0,5
Pakkauksen paino	0,5 kg
Painon yksikkö	kg